

1.12. Rinnapiim

1.12.1. Materjali kogus:

- Vähemalt 2ml

1.12.2. Vahendid

- 1.12.2.1.** Proovinõu mikrobioloogiliseks uuringuks – keeratava kaanega steriilne proovitops.

1.12.3. Protseduuri teostamine ja materjali kogumine

- 1) Rind ja käed pesta sooja veega.
- 2) Lüpsta veidi piima välja.
- 3) Seejärel lüpsta vähemalt 2 ml steriilsesse proovitopsi.