

## **1.13. Kateetritükk**

### **1.13.1. Vahendid**

**1.13.1.1.** Proovinõu mikrobioloogiliseks uuringuks - steriilne lisanditeta katsuti.

### **1.13.2. Protseduuri teostamine ja materjali kogumine**

- 1) Enne kateetri eemaldamist puhastada ümbritsev nahk alkoholiga.
- 2) Aseptiliselt eemaldatud kateetrist lõigata steriilsete kääridega 5 cm pikkune tükk otse steriilsesse lisandita katsutisse või proovitopsi.