

## **1.7. Hingamisteed**

### **1.7.1. Kurgukaabe**

#### **1.7.1.1. Vahendid**

Proovinõu:

- 1) mikrobioloogia- steriilne tampoon ja söötmega katsuti;
- 2) molekulaardiagnostika- punase korgi ning kuiva tamponiga katsuti.

#### **1.7.1.2. Protseduuri teostamine ja materjali kogumine**

- 1) Materjal võtta tonsillidelt ja neelu tagaseinalt.
- 2) Vältida kokkupuudet keele ja suuõõne limaskestaga.

### **1.7.2 Rõga, trahhea-, bronhi- ja bronhoalveolaarloputilise vedelik**

#### **1.7.2.1. Vahendid**

**1.7.2.1.1.** Proovinõu: steriilne keeratava korgiga proovitops.

#### **1.7.2.2. Protseduuri teostamine ja materjali kogumine**

- 1) Rõga proovile eelnevalt patsient/klient loputab suu veega ning köhib sügavalt välja.
- 2) Aspiraatide puhul vältida ülemiste hingamisteede materjali kaasamist (vaakum lõpetada enne sondi väljatõmbamist).

### **1.7.3. Ninakaabe**

#### **1.7.3.1. Vahendid**

- 1) Proovinõu mikrobioloogiliseks uuringuks - steriilne tampoon ja söötmega katsuti.
- 2) Proovinõu molekulaardiagnostiliseks uuringuks - punase korgi ning kuiva tamponiga katsuti.

#### **1.7.3.2. Protseduuri teostamine ja materjali kogumine**

- 1) Materjali võtmiseks viia tampoon piki ninavaheseina 5-7 cm sügavusele, seejärel suunata tamponi ots lateraalsele keerutades tamponi vastu ninasõõrmete limaskesta.