

## **1.8.Konjuktiivikaabe**

### **1.8.1. Vahendid**

- 1) Proovinõu mikrobioloogiliseks uuringuks - steriilne tampoon ja söötmega katsuti.
- 2) Proovinõu molekulaardiagnostiliseks uuringuks - punase korgi ning kuiva tampooniga katsuti.

### **1.8.2.Protseduuri teostamine ja materjali kogumine**

- 1) Materjali võtmiseks tõmmata tampooniga üle alalau konjunktivi.
- 2) Vältida kokkupuudet ripsmete ja nahaga.